

# FOTONIC INSTRUMENTS

# 01

**Servicio Técnico  
especializado**

[fotonicainstruments.com.mx](http://fotonicainstruments.com.mx)





## mantenimiento preventivo

La importancia del mantenimiento preventivo regular se centra en **prevenir fallas inesperadas, daños graves y la interrupción del servicio** que le ofrece su microscopio, además de prolongar su vida útil.

Llámenos y permítase obtener la tranquilidad y los beneficios del Mantenimiento Preventivo especializado que proporcionamos.



## mantenimiento correctivo

Si su microscopio presenta algún fallo, **podemos proporcionarle la mejor asistencia en el diagnóstico y reparación.**

Llámenos y uno de nuestros colaboradores le ofrecerá sin costo (vía telefónica) un diagnóstico del fallo y las alternativas de solución.



## programa de mantenimiento

Contar con un programa de mantenimiento **le garantiza mantener sus microscopios siempre operativos y en la mejores condiciones**, evitar interrupciones inesperada de sus tareas y por supuesto prolongar la vida útil de su equipo.

Llámenos y le proporcionaremos el Programa de Mantenimiento adecuado para cada uno de su microscopios y garantizar su operatividad.

---

# Servicio técnico especializado

---

Nuestro protocolo de Mantenimiento Preventivo se concentra en el cuidado de las partes ópticas, mecánicas y eléctricas clave que permiten el correcto funcionamiento de su microscopio, además de la sanitización del equipo seguido una limpieza profunda en los puntos frecuentes de contacto del usuario (como perillas o conchas oculares) que son fuente común de contaminación y contagios.

Las herramientas, productos de limpieza y desengrasantes que se utilizan durante el procedimiento se seleccionaron considerando las recomendaciones de los fabricantes de microscopios.

## Protocolo de mantenimiento básico

- 001 Revisión y limpieza general del cuerpo del microscopio (estativo)
- 002 Revisión y limpieza de los cables
- 003 Revisión de sistema eléctrico y electrónico
- 004 Revisión, lipieza y ajuste de platina
- 005 Revisión y lipieza de Revolver de objetivos
- 006 Revisión y limpieza de óptica: lámpara, condensador, objetivos, tubo binocular y oculares
- 007 Lavado de partes plasticas removibles (conchas oculares, perillas y mandos axiales)
- 008 Revisión, limpieza y engrasado de partes mecánicas *\*en el caso que lo requiera*
- 009 Ajuste de Köhler *\*en el caso que la configuración del equipo lo permita*
- 010 Revisión y limpieza del área donde se encuentra el microscopio

\* El servicio puede variar de acuerdo a la configuración del microscopio



## ¿requiere mayor información?

llame al: **442.214.86.47** ó **55.43.68.63.05**  
escriba a: [servicio@fotonicainstruments.com.mx](mailto:servicio@fotonicainstruments.com.mx)

visite: [fotonicainstruments.com.mx](http://fotonicainstruments.com.mx) para conocer mayor detalle de  
nuestras actividades en el campo de la Microscopía



LLAME AL DEPARTAMENTO DE SERVICIO



SOLICITE INFORMACIÓN DETALLADA